

AUTOMATYCZNA PRZECINARKA PRECYZYJNA TableCUT-200




Automatyczna przecinarka stołowa TableCUT-200 nadaje się do precyzyjnego cięcia różnych materiałów metalowych, płytek drukowanych, półprzewodników, kryształów, ceramiki, szkła kwarcowego i próbek petrograficznych. Sprzęt wyposażony jest w różne zaciski/imadła do cięcia elementów o nieregularnych kształtach. To idealny sprzęt do precyzyjnego cięcia dla firm i instytutów badawczych.

Cechy

1. Wysoka powtarzalność, łatwa w obsłudze
2. Precyzyjne cięcie
3. Cięcie na sucho lub na mokro
4. Imadła zaciskowe z rowkiem teowym zapewniają wszechstronność montażu
5. Automatyczny proces cięcia
6. Regulacja prędkości obr. 500–3000 rpm.
7. Laserowy wskaźnik
8. Twardy anodowany stół roboczy

Głębokość Cięcia	Φ50mm (ściernica 200mm)
Rozmiar tarczy do cięcia	180 - 200 mm
Średnica trzpienia	12,7 lub 25,4 mm
Długość posuwu	260 mm
Moc silnika	1500 W, 110 V / 230 V
Prędkość obrotowa	100-3000 obr./min - płynna regulacja
Waga	42 kg
Wymiary przestrzeni roboczej	465 x 270mm
Zbiornik na chłodziwo	5 l



Panel sterownia



Ściernice do cięcia



Chłodziwa